

# 产品介绍



  
SAY SKIN

All intellectual property rights, including copyrights to the above document, are at Withnix Co., Ltd.

Using, disclosing, copying and distributing this document for purposes other than those provided violates the trade secrets and intellectual property rights of Withnix Co., Ltd.

# 目 录

- 公司简介
- 概述
- 产品介绍
- 核心技术
- 工作原理
- 临床试验
- 专利和认证
- 设计
- 案例



公司名称	WITHNIX Co., Ltd.
成立时间	October 1st, 2003
总部地址	593-14, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12774, Republic of Korea
代表处地址	Withnix Shenzhen Co., Ltd. (China)
网址	<a href="http://www.withnix.co.kr">http://www.withnix.co.kr</a>

Dongkook

X

WithNix

- **WITHNIX**有限公司是韩国大型制药公司东国制药的子公司。  
我们与母公司共享核心理念，致力于确保客户的健康和幸福生活。

## AURORA+



品牌	SAY SKIN
型号	便携式美容仪 / AURORA+
效果	<ul style="list-style-type: none"><li>• 去皱淡纹、提高皮肤弹性</li><li>• 美白提亮、改善肌肤纹理</li><li>• 杀菌止痒、再生修复</li><li>• 促进化妆品成分吸收，为真皮层提供强有力的保护</li></ul>
核心技术	等离子 + 微电流, 锆石
材质	[机身] PC+ABS / [球头] Zirconia ceramic
大小 / 重量	47.0(W) * 184.5(L) * 56.1(H)mm / 185g
输入	DC 5V, 1A (USB-C type)
KC 证书编号	R-R-WXP-AURORA-PLUS
原产地	韩国
认证	KC, CE, FCC
颜色	白色, 黑色, 粉色

## AURORA-lite



品牌	SAY SKIN
型号	便携式美容仪 / AURORA-lite
效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 去皱淡纹、增加肌肤弹性</li> <li>• 美白提亮、改善肌肤纹理</li> <li>• 杀菌止痒、再生修复</li> <li>• 促进化妆品效成分吸收，为真皮层提供强有力的保护</li> </ul>
核心技术	等离子 + 微电流, 锆石
材质	[机身] 铝合金, PC+ABS, PP / [白色位置按摩头] Zirconia
大小 / 重量	30.3(W) x 155(L) x 52(H)mm / 103g
输入	DC 5V, 1A (USB-C type)
KC 证书编号	韩国
认证	CCC, KC, CE, FCC
原产地	白色, 黑色

## 等离子

A new substance,  
to be a mega-trend in future,

**PLASMA**



- Promotion of skin regeneration
- Strong sterilization effect
- Promotion of cosmetic absorption



## 微电流

A mega-trend of beautifying  
apparatus,

**MICROCURRENT**



- Skin elasticity and pore reduction
- Promotion of physical metabolism



## 锆石

A safe and eco-friendly  
ceramic,


**ZIRCONIA**



- A high-strengthened, precise and eco-friendly ceramic to emphasize safety




去皱淡纹、提高皮肤弹性



强化胶原蛋白和弹性蛋白之间的纤维结构，改善肌肤松弛、下垂、皱纹等现象。


## 美白提亮，改善肌肤纹理



促进皮肤组织再生，缩短皮肤代谢周期。  
改善皮肤暗沉，抗老提亮，让皮肤变得紧致年轻。去除角质团、死角蛋白细胞和各种污染物的脱落。



## 杀菌止痒、再生修复



*Source : Non-Thermal Plasma for Acne and Aesthetic Skin Improvement*

羟基（OH自由基）是产生等离子体时产生的一种氧阴离子天然物质，具有地球上最强的杀菌能力。

通过直接接触空气和水中的污染物进行消毒、除臭和分解。

等离子杀菌速度比臭氧和太阳紫外线快2000倍和180倍。

促进化妆品效成分吸收



细胞膜  
等离子工作前



细胞膜  
等离子工作时



细胞膜  
等离子工作后

通过等离子体电穿孔将化妆品活性成分输送到细胞中。

**“Plasmaporation = 等离子体 + 电穿孔”**



**\* 电穿孔: 通过施加高压电脉冲在细胞膜上产生瞬时孔隙。**

## AURORA-lite 临床试验结果

- Clinical Institution : H&Bio SRC
- Clinical Period : June 7 ~ 21, 2021 (2 weeks)
- Test subject : Dermalab Full Skin 3cm x 3cm / Acety-Hexapeptide-8(Lys-FITC)
- Evaluation Item : The ability of absorption cosmetics active ingredients

### 化妆品有效成分吸收能力

手涂化妆品有效成分吸收 VS 使用机器化妆品有效成分吸收UP **1369.64%**



## AURORA-lite 临床试验结果

- Clinical Institution : H&Bio SRC
- Clinical Period : 2 weeks
- Test subject : Dermalab Full Skin 3cm x 3cm / Acety-Hexapeptide-8(Lys-FITC)
- Evaluation Item : The ability of absorption cosmetics active ingredients

### 离体人皮肤组织(ex vivo human skin )截面荧光成像图像对比

1小时后





24小时后

对照组

实验组





对照组

实验组



VS


VS



## AURORA-lite 临床试验结果

- Clinical institution : OATC
- Clinical period : 2 weeks
- Clinical subject : 22 people, women aged 30~60 years old
- Evaluation item : The effect of skin elasticity for AURORA-lite with the ampoule

### 皮肤弹性改善比较






## AURORA+ 临床试验结果

- Clinical institution : Korea Institute of Dermatological Sciences
- Clinical period : 6 weeks
- Test subject : 21 people, women aged 40~69 years old
- Evaluation item : Lifting of eye bag area under eyes, nasolabial area lifting, eye lifting, skin elasticity, skin density, skin tone

### 皮肤提升改善效果

改善皮肤参考颜色：1) 黄色 (最佳) > 2) 绿色 > 3) 蓝色 > 4) 紫色 (最差)


#### 眼袋鱼尾纹



Before use    Immediately after use    6 weeks after use




#### 鼻唇沟




Before use    Immediately after use    6 weeks after use



#### 鱼尾纹



Before use    Immediately after use    6 weeks after use




## AURORA+ 临床试验结果

- Clinical institution : Korea Institute of Dermatological Sciences
- Clinical period : 6 weeks
- Test subject : 21 people, women aged 40~69 years old
- Evaluation item : Lifting of eye bag area under eyes, nasolabial area lifting, eye lifting, skin elasticity, skin density, skin tone


### 皮肤密度和弹性改善效果

#### 皮肤密度




Before use

6 weeks after use




#### 皮肤弹性



## AURORA+ 临床试验结果

- Clinical institution : Korea Institute of Dermatological Sciences
- Clinical period : 6 weeks
- Test subject : 21 people, women aged 40~69 years old
- Evaluation item : Lifting of eye bag area under eyes, nasolabial area lifting, eye lifting, skin elasticity, skin density, skin tone

### 皮肤肤色改善效果




Before use



6 weeks after use

减少面部红肿





AURORA+ COLOR



WHITE



BLACK



AURORA-lite COLOR



PINK

WHITE

使用方法：说出"SKIN AURORA+"

Please click the image below.



1. After cleansing your face, remove moisture on your face with a towel.

使用AURORA+ 4周后的皮肤色调改善前后视频

Please click the image below.



使用AURORA+ 2周后的皮肤提升和烦恼护理前后对比视频

Please click the image below.





美妆意见领袖关于AURORA+ 的视频

Please click the image below.





皮肤皱纹和提拉的自我测试

额头区域



之前



使用3天后

眼袋区域



之前




使用3天后

鱼尾纹区域



之前




使用3天后

## 通过使用AURORA+ 和疗效护理精华液进行的改善皮肤问题的美学测试



- 目标：20多岁的女性
- 解决方案：使用解决方案进行12次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化



- 目标：30多岁的女性
- 解决方案：使用解决方案进行7次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化



## 通过使用AURORA+ 和疗效护理精华液进行的改善皮肤问题的美学测试



- 目标：10多岁的男孩
- 解决方案：使用解决方案进行7次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化



- 目标：30多岁末期的女性
- 解决方案：使用解决方案进行7次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化

## 使用AURORA+和疗效护理精华液进行的改善皮肤问题的美学测试



zi-aesthetic

- 目标：30多岁初期的女性
- 解决方案：使用解决方案进行13次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化



zi-aesthetic

- 目标：30多岁初期的女性
- 解决方案：使用解决方案进行13次
- 结果：比较在脸上使用解决方案护理前后的变化



zi-aesthetic

自我测试

您可以看到使用**AURORA-lite** 护理的皮肤立即吸收了精华液。



左手用AURORA-lite 按摩2秒后滴化妆水3秒钟后渗透效果

VS



右手没有任何处理滴化妆水60秒钟后渗透效果



AURORA-lite的美妆意见领袖视频





# Thank you for your attention!

## 唤醒您的年轻肌肤，让您自信每一天，青春伴同行！

All intellectual property rights, including copyrights to the above document, are at Withnix Co., Ltd.

Using, disclosing, copying and distributing this document for purposes other than those provided violates the trade secrets and intellectual property rights of Withnix Co., Ltd.

**Sales Rep. : chan**

**chan@withnix.co.kr**  
**H.P. +82-10-3585-0464**

Direct. 070-4338-3831 | Fax. 031-766-5568  
Withnix Co. Ltd / <http://en.say-skin.com/>  
© 2021 WITHNIX. All rights reserved